



PARAMed
MEDICAL SYSTEMS

Campo magnetico trasverso orizzontale

Campo magnetico trasverso orizzontale


Permette di combinare **solenoidi** con **bobine “flat”**

Solenoidi : sono le bobine più performanti in assoluto

Al secondo posto le bobine “flat”

Quindi tutti gli altri tipi di bobine

Campo magnetico longitudinale




YES

bobine "flat"

NO

bobine solenoidali



Campo magnetico trasverso verticale

Campo "longitudinale"



YES

bobine "solenoidali"

NO

bobine "flat"

Campo magnetico trasverso orizzontale

Permette di **combinare** bobine solenoidali con bobine “flat”



YES

bobine solenoidali

YES

bobine “flat”

Ottimizza la resa delle **bobine multi-array**

Performance superiore